




Tissue Tracking



MRI画像での心筋ストレイン解析

MRIで撮影した短軸・長軸シネ画像を用いてストレインが解析できます

- 左室 / 右室専用の心筋を解析可能
- Radial/Circumferential/Longitudinal 等の方向のストレインが解析可能
- AHA セグメント等のセグメント分けでブルズアイ表示
- Mesh/BoundariesPoints/SurfaceIntersections/MyocardiumPoints 等のマップ
- 2D 法及び縦の動きにも対応した 3D 法による解析も可能




Tissue Trackingソフトウェアは薬機法未承認品です。
治験、試験研究等の目的に転用する場合に限り販売いたします

Tissue Tracking


動作環境

	必要構成値	推奨値
OS	Windows10 64bit	
CPU (Intel推奨)	Intel i5	Intel i7
メモリ	16GB	32GB
ビデオボード	nVIDA社製グラフィックボード 2GB以上のビデオメモリ	nVIDA社製グラフィックボード 8GB以上のビデオメモリ
記憶容量	1 TB以上のHDDによるRAID	2 TB以上のSSDとRAID1HDDシステム
ネットワーク (院内LAN)	100Base-T	1000Base-T


そのCMR取り扱い他製品



T1
T1マッピング



心機能解析



LGE解析

+



パフュージョン解析



T2
T2 マッピング



T2*
T2* マッピング

www.circlecvi.com